



GIMA

TERMOMETRO A DISTANZA VETERINARIO VISIOFOCUS con Bluetooth

Codice: 80457
Categoria: Termometri
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 8022386066014

Descrizione: VISIOFOCUS® VET - Bluetooth

VisioFocus Vet può misurare la temperatura degli animali a distanza, senza contatto e in modo non invasivo, grazie a un sistema opzionale che indica la distanza esatta.

La temperatura viene misurata nell'occhio dell'animale, ma può essere misurata anche in altre aree (retto, orecchio o gengiva).

Cappuccio incorporato per evitare l'ingresso di polvere e impurità.

Adattamento automatico all'ambiente: il software applica automaticamente un fattore di correzione in base alle condizioni ambientali, dopo almeno 5 minuti di permanenza in un locale. In alternativa, può essere eseguita una calibratura manuale (Manual Quick Calibration System, MQCS) in soli 3 secondi.

Adatto per tutti gli animali.

Multifunzionale: può misurare anche la temperatura di oggetti, cibi, liquidi o altre superfici.

Sistema Bluetooth per collegamento con lo smartphone: la App VisioFocus Vet consente di selezionare facilmente l'animale appropriato e registrare numerosi dati.

Fornito con 4 batterie AAA.

Caratteristiche tecniche: Campo misurazioni corpo: 32-43,5°C (89,6-110,3°F)
Campo misurazioni generali: 1-80°C (33,8-176 °F)
Risoluzione (corpo - generale): 0,1°C (0,1°F)
Dimensioni: 144x43,5x21,5 mm (5,66x1,71x0,85") con cappuccio
Batteria: 4 AAA - LR03
Durata batteria: 3 anni o 30.000 misurazioni
Tempo di misurazione: immediato
Distanza dall'animale (calcolata da un sistema di puntamento ottico): circa 6 cm (2,4 pollici)