



GIMA

FRANTUMAPILLOLE ELETTRICO SEVERO

Codice: 25850
Categoria: Tagliapillole, frantumapillole
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 8717953102706

Descrizione: TRITAPASTIGLIE ELETTRICO SEVERO

Dalla pillola alla polvere in pochi secondi

Tritapastiglie professionale silenzioso per tritare rapidamente ed efficacemente farmaci in ospedale, nelle case di cura o nelle strutture di assistenza domiciliare, evitando l'esposizione alla polvere o la contaminazione crociata.

Funziona con cicli di triturazione autonomi che combinano compressione e rotazione, consentendo di tritare più pastiglie standard o rivestite a ogni ciclo.

Inserito il farmaco nell'apposita coppetta da 30 ml, bastano 8 secondi (pillole normali) per polverizzarlo.

Le pillole polverizzate sono ideali per i pazienti che hanno difficoltà a deglutire o per i farmaci che devono essere somministrati via flebo.

Dotato di rondella stabilizzatrice, testata di triturazione in acciaio inox, 30 coppette, 30 fogli in cellophan, adattatore CA/CC e manuale GB, IT (FR, PT, DE, NL disponibili su www.gimaitaly.com).

Caratteristiche tecniche:

- Volume coppetta: 30 ml
- Durata ciclo triturazione: 8 secondi per piccole normali
- Rumorosità: 52dB
- Alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio, 12 V 3 Ah
- Autonomia batteria: 500 triturazioni (tre giorni di triturazione continua)
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Dimensioni - peso: 80x70x217 mm - 1,5 kg