



GIMA

AMBU KING VISION SET VIDEOLARINGOSCOPIO aBLADE

Codice: 58106
Categoria: Videolaringoscopio AMBU
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2150864
CND: Z12021004
EAN13: 8023279581065



Descrizione: Il videolaringoscopio King Vision® è appositamente progettato per visualizzare nel modo più affidabile le vie aeree per intubazioni difficili o di routine.

Lo schermo riutilizzabile è leggero, antiriflesso, antimacchia, confezionato in una custodia protettiva in schiuma e funziona a batteria.

Le lame monouso sono confezionate singolarmente per evitare ogni rischio di contaminazione incrociata.

Utilizzabile continuativamente per 90 minuti e trasportabile. Uscita video compatibile con monitor e dispositivi di registrazione esterni.

Due tipologie di lama: una lama standard che richiede l'utilizzo di un mandrino per dirigere il tubo ET e una lama incanalata che consente di guidare il tubo ET con la lama stessa.

Prodotto negli U.S.A.

Dotazione standard:

- Schermo Vision
- 1 adattatore video riutilizzabile per aBlade - misura 3
- 4 lame aBlade incanalate - misura 3
- 2 lame aBlade standard - misura 3
- 3 batterie AAA
- Custodia