

# TECAR BEAUTY 6000 MED TECAR BEAUTY 6000 MED RE

## TECARTERAPIA ESTETICA

TECAR BEAUTY 6000 MED E TECAR BEAUTY 6000 MED RE SONO DISPOSITIVI PORTATILI PER TECARTERAPIA A TRASFERIMENTO CAPACITIVO E RESISTIVO. DOTATI DI DIVERSI PROGRAMMI PREDEFINITI PER TRATTARE I PRINCIPALI INESTETISMI DELLA PELLE E DEI TESSUTI SOTTOCUTANEI, PRESENTANO ANCHE ALCUNI PROGRAMMI PER TRATTARE LE PRINCIPALI PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE.

27 BELLEZZA | 5 MEDICALI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 4.3" display touch screen a colori

#### Potenza Nominale (NP)

180 W  $\pm$ 10%

#### Frequenze di emissione

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz,  
700 kHz, 1000 kHz,  $\pm$  10%

#### Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

#### Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Elettrodi Resistivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

#### Dimensioni


170x220x60 mm

#### Peso

1,04 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità di TECAR BEAUTY 6000 MED
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)
- 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo bipolare  $\varnothing$  (30 mm)
- 1 Barattolo di crema conduttiva da 250 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G6246 TECAR BEAUTY 6000 MED
- Cod. G6247 TECAR BEAUTY 6000 MED RE\*

#### \* TECAR BEAUTY RICARICABILE:

- 5 ORE DI TRATTAMENTO INCLUSE NEL COSTO DEL DISPOSITIVO
- COSTO DI RICARICA CONVENIENTE
- ASSISTENZA GARANTITA 5 ANNI E MULETTO
- RICARICA VIA INTERNET



### PUNTI FORZA



# FASCIA TOOLS

## PER TECAR BEUTY 7000 MED, 7000, ELITE E 6000 MED

Gli speciali manipoli resistivi hanno una forma anatomica che rende particolarmente efficace il trattamento su cosce, glutei, fianchi e braccia. La combinazione del trattamento manuale con i manipoli miofasciali, insieme all'energia di TECAR BEAUTY, offre una straordinaria e nuova possibilità di trattamento.

L'applicazione di TECAR BEAUTY con gli speciali manipoli resistivi permette di:

- **MOBILIZZARE LE DENSIFICAZIONI DEL CONNETTIVO**
- **VASCOLARIZZARE E TRATTARE NODULI FIBROSI E SCLEROTICI**
- **LAVORARE IN MASSIMA ERGONOMIA E PRECISIONE DI TRATTAMENTO**



Cod. **G6041** KIT FASCIA TOOLS BEAUTY



**DiaBlade Large:** manipolo per il trattamento dell'Arto Inferiore, in particolare di Cosce e Glutei..



**DiaBlade Small:** manipolo per il trattamento dell'Arto Superiore e della regione del Collo.

## ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



G3371 | VALIGIA IN ALLUMINIO GRIGIA PER DISPOSITIVI "DIACARE 5000" E "5000 RE" - "TECAR BEAUTY 6000 MED" E "6000 MED RE"

G5591 | COMODO CARRELLO CON ROTELLE



G5520 | TROLLEY LINEA "7000" ED "ELITE"

G5521 | TROLLEY CON SCOMPARTI MULTIPLI PER TRASPORTO DISPOSITIVI

## ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY

new  
color

ACCESSORI



G6342 | SUPPORTO PER DISPOSITIVI E ACCESSORI SOLO PER "DIACARE 5000" E "5000 RE" - "TECAR BEAUTY 6000 MED" E 6000 MED RE"



G6341 | SUPPORTO ACCESSORI PER DISPOSITIVI "DIACARE 5000" E "5000 RE" - "TECAR BEAUTY 6000 MED" E 6000 MED RE"