



GIMA

RILEVATORE DI VENE PROFESSIONALE QV-600

Codice: 23454
Categoria: Cercavene
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2420323
CND: V9099
EAN13: 8023279234541



Descrizione: RILEVATORE VENE PROFESSIONALE QV-600 con display

Rilevatori vene portatili che proiettano l'immagine dei vasi sanguigni sulla superficie cutanea, con precisione e rapidità.

Forma ergonomica, tecnologia a infrarossi avanzata per ottenere in tempo reale immagini digitali accurate delle vene sulla cute del paziente.

Consentono a dottori e infermieri di trovare facilmente le vene di pazienti obesi, sottoposti a chemioterapia, con folta peluria, pelle scura, varici, vasi sanguigni sottili o ostruzione vascolare.

Dispongono di 12 colori diversi in base a età, forma del corpo, tonalità cromatica della pelle e ambiente di lavoro.

Indicati per adulti, bambini e neonati.

Consentono di osservare lo spessore vascolare, la lunghezza, la curva e la ramificazione per determinare il punto ideale in cui effettuare la puntura per evitare dolore.

Disponibili anche il supporto da tavolo e il carrello mobile.

Caratteristiche supplementari di QV-600

- display con lingue selezionabili (GB, FR, IT, ES, DE, PL, RU)

- possibilità di fotografare e memorizzare fino a 6.000 immagini per tracciare e analizzare le patologie.

Caratteristiche tecniche: Luce: innocua a infrarossi
Onda infrarossi: 760-940 nm
Display: 2,4"
Immagine: 3D pseudo-colore, algoritmo IA
Luminosità regolabile: 6 livelli
Distanza rilevamento: 15-25 cm \pm 0,3 mm
Profondità rilevamento: 0-10 mm
Rumorosità: =30 dB
Batteria al litio ricaricabile: 4800mAh
Alimentazione: 5V 2.0A, 100V-240V - 50/60Hz
Dimensione - peso 24x6xh 6,5 cm - 450 g

Dotazione standard: Borsa di alluminio per il trasporto
Scheda di calibrazione
Cavo di ricarica



GIMA

Adattatore
Manuale utente GB, FR, IT, ES