



GIMA

PULITRICE BRANSON 8800 CPXH - 20,8 litri

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Codice: | 35533 |
| Categoria: | Pulitrici ad ultrasuoni BRANSON |
| Unità di vendita: | 1 pz. |
| Quantitativi minimi: | 1 |
| Dispositivo: | Non dispositivo medico |



EAN13: 8023279355338

Descrizione: Serie CPXH (controllo digitale con riscaldamento): le pulitrici ad ultrasuoni più avanzate disponibili sul mercato, con impostazioni programmabili, controllo digitale della potenza secondo il carico e degassaggio. Il CPXH è il sistema più versatile disponibile.

Precisione di pulizia

Il lavaggio ad ultrasuoni è più veloce, più efficace e più sicuro di qualsiasi altro metodo. È abbastanza potente da riuscire a rimuovere oli pesanti e cere e permette di penetrare in profondità e nei punti più insidiosi, laddove la spazzola per la pulizia manuale non riesce ad inserirsi.

Gli ultrasuoni sono onde sonore che si irradiano nel liquido contenuto nella vaschetta, generando un effetto chiamato cavitazione, ossia una rapida formazione e implosione di bollicine microscopiche. Il calore aumenta il processo.

La pulizia profonda degli ultrasuoni elimina anche lo sporco più ostinato e le contaminazioni.

Branson: all'avanguardia nella pulizia ad ultrasuoni

GIMA ha selezionato Branson per il suo mezzo secolo di esperienza nel metodo di pulizia ad ultrasuoni, che porta queste pulitrici ad essere all'avanguardia tecnica:

- frequenza superiore alla media, che si traduce in un effetto più profondo ed efficace
- estrema silenziosità
- facilità d'uso anche per chi non ha esperienza

Tutte le pulitrici Branson sono fornite con il coperchio per la vaschetta e un manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU).

Raccomandiamo l'uso con il cestello perforato opzionale.

| | |
|----------------------------------|---|
| Caratteristiche tecniche: | Serie CPXH (digitale) <ul style="list-style-type: none">• Timer: 60 minuti• Coperchio• Funzionamento continuo• Frequenza di scansione• Riscaldamento• Doppia potenza• Controllo della potenza• Regolazione del degassaggio |
|----------------------------------|---|



GIMA

- Selezione della temperatura °C o °F
- Attivazione automatica ultrasuoni
- Allarme temperatura alta
- Impostazione della temperatura
- Parametri di funzionamento registrati e salvati

BRANSON 8800

- Dimensioni vaschetta: 495 x 290 x 150 mm
- Dimensioni esterne: 596 x 466 x 391 mm
- Capacità vaschetta: 20,8 l
- Kit scarico: incluso
- Peso: 11,8 kg
- Frequenza: 40 KHz
- Alimentazione: 230-240 V