



GIMA

CARROZZINA IN ALLUMINIO CLASSICA - 46 cm

Codice: 43235
Categoria: Carrozzine
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2343875
CND: Y122103
EAN13: 8023279432350



Descrizione: CARROZZINA CLASSIC ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero

- struttura a doppio incrocio
 - braccioli reclinabili imbottiti
 - poggipiedi staccabili, pedana in plastica alzabile, cinta per gambe
 - ruote anteriori solide in PU 20 cm
 - ruote posteriori solide in PU 61 cm sistema a rilascio rapido
- Istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, SE.

Freni bloccaggio su ruote posteriori.

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza complessiva: 64 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 37 cm
- Larghezza seduta: 46 cm
- Diametro ruota posteriore: 60 cm
- Diametro ruota anteriore: 20 cm
- Altezza del piano seduta: 46 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 96 cm
- Lunghezza totale: 103 cm
- Profondità seduta: 42 cm
- Altezza dello schienale: 45,5 cm
- Portata massima: 120 kg
- Dimensioni imballo: 82x31x96
- Peso netto: 13 kg
- Peso lordo: 14,5 kg