



# GIMA

## SOLLEVATORE IDRAULICO PAZIENTE - portata 150 kg

**Codice:** 43450  
**Categoria:** Sollevatori e movimentazione pazienti  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 2517667  
**CND:** V0805030101  
**EAN13:** 8023279434507



**Descrizione:** SOLLEVATORE IDRAULICO PAZIENTE - portata max 150 kg

Sollevatore idraulico con struttura in acciaio, superficie rivestita.  
Ruote anteriori Ø 7,5 cm senza freno, ruote posteriori Ø 10 cm con freno.  
Le gambe sono apribili mediante pedale.  
Altezza regolabile mediante pressione idraulica o comando manuale.  
Dotato di imbragatura (43464).

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, HR, RO.

**Caratteristiche tecniche:** Lunghezza braccio: 990 mm  
Lunghezza gamba: 1190 mm  
Larghezza totale: 590 mm  
Larghezza base aperta: 860 mm  
Altezza gancio: 950-1650 mm  
Altezza maniglia di spinta: 1140 mm  
Gioco base: 115 mm  
Portata: 150 kg