

Dispositivo Sportivo

Il dispositivo **ARYA** per pressoterapia agisce come un massaggio che favorisce la corretta circolazione sanguigna e linfatica ed il drenaggio di liquidi e tossine. Ideale per ridurre i tempi di recupero dopo l'attività fisica e migliorare la performance.



INDICATA E SUGGERITA PER

- Recupero muscolare
- Drenaggio dei liquidi
- Miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	230V AC, 50 Hz
Assorbimento massimo	100mA max
Tempo di terapia	0÷30 min.
Pressione.	200 mmHg (±20%)
Peso	2 Kg

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA COMPRESSIONE PNEUMATICA INTERMITTENTE?

La compressione pneumatica intermittente rappresenta un valido metodo per favorire una corretta circolazione venosa, diminuendo la tensione muscolare causata da stress o da dolori cronici o acuti.

Grazie alla sua azione di pompa, infatti, favorisce il ritorno venoso, aumentando l'irrorazione dei tessuti ed il loro conseguente corretto rinnovamento fisiologico.

La compressione esterna permette inoltre ai fluidi interstiziali in accesso di ritornare più facilmente nel sistema circolatorio, in modo da poter essere correttamente e rapidamente eliminati.

DOTAZIONE

2 gambali, 2 tubi a 4 terminazioni, 1 connettore, 1 sdoppiatore.

I gambali sono disponibili nella variante M o L (ARYA tg.M o ARYA tg.L).

È inoltre disponibile come accessorio il KIT BEAUTY (fascia addominale, tubo a 4 terminazioni per addome, sdoppiatore) per un trattamento simultaneo di gambe a addome.