

# REATHERM

Reatherm è il nostro ultimo modello di diatermia capacitiva e resistiva, con neuro-modulazione. È l'alleato ideale sia per i professionisti della salute, sia per i pazienti.

Grazie alle sue 400 frequenze (da 300 a 700 kHz) e al suo sistema modulato (1-100 Hz), i terapeuti potranno adattare ogni trattamento alle esigenze dei propri pazienti, ottenendo risultati eccellenti sia nel trattare patologie acute, sia croniche.

D'altra parte, i pazienti troveranno sollievo in poco tempo, già a partire dalla prima seduta.



## DOTAZIONE

- ✓ Manipolo resistivo
- ✓ Manipolo capacitivo
- ✓ Elettrodi capacitivi 60 mm e 35 mm Ø
- ✓ Elettrodi resistivi 60 mm e 35 mm Ø
- ✓ Manipolo bipolare con elettrodo 50 mm Ø
- ✓ Piastra di ritorno
- ✓ Confezione crema

CND Z12069099

REP 1963010/N

**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIb**

Reatherm è un dispositivo medico CE0068

## CARATTERISTICHE

- ✓ Display a colori
- ✓ 35 programmi REHAB
- ✓ 5 programmi BEAUTY
- ✓ 10 programmi SPORT
- ✓ Modalità CUSTOM
- ✓ 10 Memorie Libere
- ✓ Potenza 200 W, frequenza 300÷700 kHz, modulazione fino a 100 Hz.

## PROGRAMMI

## REHAB

- 01 Arto fantasma
- 02 Artrosi ginocchio
- 03 Artrosinovite
- 04 Borsite
- 05 Cervicalgia
- 06 Colpo frusta
- 07 Condropatia
- 08 Contrattura muscolare
- 09 Contusione
- 10 Stiramento muscolare
- 11 Disfunzioni ATM
- 12 Distorsione
- 13 Distrazione muscolare
- 14 Dolori articolari
- 15 Edema
- 16 Entesite
- 17 Epicondilita
- 18 Epirocite

- 19 Ernia del disco
- 20 Esiti cicatriziali
- 21 LCA
- 22 Linfedema
- 23 Lombalgia
- 24 Lombosciatalgia
- 25 Meniscopatia (sinovite meniscale)
- 26 Piede diabetico
- 27 Sindrome del piriforme
- 28 Strappo muscolare
- 29 Tendinite acuta
- 30 Tendinite cronica
- 31 Tendinopatia cuffia rotatori
- 32 Ulcera
- 33 Versamento
- 34 Artroprotesi (recupero)
- 35 Fratture

## SPORT

- 01 Contrattura muscolare
- 02 Contusione
- 03 Defaticamento muscolare
- 04 Distorsione
- 05 Ematoma
- 06 Lesione tendinea
- 07 Massaggio superficiale
- 08 Massaggio profondo
- 09 Stiramento muscolare
- 10 Strappo muscolare

## BEAUTY

- 01 Cellulite
- 02 Collagene
- 03 Edema
- 04 Massaggio drenante
- 05 Microlifting