

FOLD-UP Carrozzina elettrica pieghevole

Ref. PW-400P



Descrizione

FOLD-UP è un'innovativa carrozzina elettrica con telaio in alluminio pieghevole, tipo "pantografo", per ridurne al massimo gli ingombri durante il trasporto. È particolarmente indicata per un uso in interno ma, grazie alla sua autonomia di 30 Km e ai parafranghi sulle ruote posteriori, può essere usata anche all'esterno. La chiusura/apertura avviene tramite meccanismo manuale, e quando ripiegata, si riduce notevolmente negli ingombri. Batteria al Litio di 24V/20Ah, che permette un'autonomia fino a 30 Km (utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una velocità media), la rendono adatta anche per un utilizzo in esterno e può superare pendenze fino a 10°. I motori da 250W sono dotati di freno elettromagnetico.

***(NB: i dati dell'autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una velocità media).**

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122127	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2185493/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	Suzhou Sweetrich Vehicle Industry Technology Co., Ltd.	
SRN Fabbricante	CN-MF-000011210	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	MedPath GmbH	
SRN EC-REP	DE-AR-000000087	
Importatore e Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	697307988SWWHEELCHAIRTB
Codice Ref.	UDI-DI
PW-400P	6973079885042

Caratteristiche Tecniche - Carrozzina

Materiali	Telaio in Alluminio
Larghezza seduta	46 cm
Profondità seduta	46 cm
Altezza schienale	50 cm
Larghezza totale	60 cm
Lunghezza totale	104 cm
Altezza seduta dal suolo	50 cm
Velocità massima	6 Km/h
Autonomia	≥ 30 Km

Raggio di sterzata	0,65 m
Pendenza superabile	10°
Ruote anteriori [diametro] x [larghezza]	8"
Ruote posteriori [diametro] x [larghezza]	12" / PW-400P 10" / PW-400PE
Braccioli	Ribaltabili
Poggia-piedi	Singolo ribaltabile
Portata	120 kg
Peso con batterie	≥ 29 kg

Caratteristiche Tecniche - Alimentazione

Caricabatterie	DC 24V - 3A, AC 115/230V
Motori	2 x 250W con freno elettromagnetico
Batteria	Batteria al Litio 24V/20Ah

Immagini dettagli prodotto

Ruote anteriori e pedana singola ribaltabile



Comando Joystick



Parafanghi su ruote posteriori



Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del dispositivo e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
PW-400P	Carrozzina elettrica FOLD-UP	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	30/04/2021	Prima emissione della scheda tecnica secondo nuovo Regolamento MDR
0.1	23/12/2021	Registrazione in banca dati ministeriale

