


## MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO

**Ref. MA-114**



### Descrizione

Materasso antidecubito in poliuretano espanso ventilato. Si tratta di una superficie antidecubito statica che trova applicazione nel settore degli ausili per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti a basso rischio (secondo scala NORTON) e peso fino a 150 kg.

Disponibile nella versione a sezione unica o a tre sezioni.

In adesione al D. Lgs. 81/2008, le superfici possono essere gestite in piena sicurezza.

### Destinazione d'uso

Materasso studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito.



Dettaglio della struttura

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y033306	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1437723/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche del Materasso

Dimensioni	195 x 85 x 14 cm
Composizione	PU espanso ventilato
Densità	30 kg/m <sup>3</sup>
Portata massima	150 kg
Reazione al fuoco	Ignifugo classe1 IM

## Caratteristiche Tecniche della Fodera (opzionale)

Composizione	Poliestere (45 %) / Poliuretano (55 %), bielastica
Peso totale [g/m <sup>2</sup> ]	190 ± 10 %

### Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Fodera: lavabile con comuni detergenti e acqua ossigenata Massima temperatura di lavaggio consentita 95°C.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

### Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
MA-114	Materasso Poliuretano espanso	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

### Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
MA-12/14F	Fodera di rivestimento per il materasso	1

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	17/05/2017	Modifiche al contenuto della confezione.
1.2	20/06/2018	Modifica del layout della tabella di identificazione del prodotto; aggiunta del simbolo di marcatura CE; aggiornamento del sistema di gestione qualità nel footer del document.

