

| Codice | Descrizione |
|--------------|-------------------------------|
| AQ-62 | Tavolino con ruote pieghevole |

Descrizione

Tavolino serviletto con struttura pieghevole dotato di base a quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema frenante. Piano inclinabile in otto diverse posizioni e regolabile in altezza. Il dispositivo viene fornito completamente assemblato.

Materiali componenti

Struttura **acciaio**
Piano **truciolato con superfici e bordo in materiale plastico**

Dati tecnici

Dimensioni piano **60 x 40 cm**
Regolazione altezza **fino 95 cm**
Ingombro base **57 x 49 cm**

Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare, se del caso, con normali sostanze a base alcolica.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

Codice CND: Y1803

Numero di repertorio: 1420064/R

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

