

AQUATEC®

Ocean Ergo

Regolazioni e Accessori



Piccoli adattamenti che fanno la differenza

Regolabile, ergonomica e versatile



Yes, you can.®

Regolazioni e accessori

Grazie alle molteplici possibilità di regolazione e configurazione, le sedie per doccia della famiglia Ocean Ergo offrono, di serie, soluzioni avanzate per l'utilizzatore. Con l'ausilio degli accessori di ultima generazione, inoltre, le sedie possono essere ulteriormente personalizzate e garantire extra comfort, sostegno e sicurezza.



Poggiapiedi

- > Regolabili in angolazione, ribaltabili, con ferma tallone di serie.
- > Non servono attrezzi

Pedane

- > Regolabili in altezza, ribaltabili e estraibili
- > Non servono attrezzi

Braccioli

- > Ergonomici, ribaltabili, regolabili a diverse altezze

Altezza seduta

- > L'altezza della seduta può essere regolata tra 440-600 mm* o 475-600 mm**

*Mod. Ocean Ergo, Ergo XL e 24" Ergo

**Mod. Ocean 24" Ergo XL and VIP

- > Non servono attrezzi

Accessori

Sedile e schienale



Sedile morbido

Nuovo design che riprende il profilo della seduta ergonomica. Il materiale morbido assicura ulteriore sollievo agli utenti che presentano una cute particolarmente sensibile o compromessa. Disponibile anche nella versione con foro piccolo per utilizzatori di corporatura minuta o esile. Facile da installare e pulire.



Tappo sedile morbido

Disponibile in misura standard o ridotta. Può essere usato con il sedile morbido quando non si utilizza la funzione comoda.



Sedile morbido ergonomico

Realizzato in schiuma viscoelastica, assicura maggiore morbidezza e comfort agli utilizzatori che presentano una cute particolarmente sensibile o compromessa. L'imbottitura a schiuma consente maggiore immersione e favorisce stabilità pelvica e posizionamento ottimale.



Sedile morbido con foro variabile

Il foro WC è posizionabile nelle quattro direzioni per agevolare l'eventuale intervento dell'assistente nella cura dell'igiene personale dell'utilizzatore.



Sedile morbido universale

Un piano seduta confortevole, chiuso quando non viene utilizzata la funzione comoda.



Schienale rigido

Lo schienale rigido rappresenta un'alternativa allo schienale tensionabile fornito di serie. E' consigliato quanto occorre maggior sostegno per mantenere la postura eretta. Facile da pulire.



Copribraccioli

Grazie al nuovo design i braccioli assicurano maggiore sostegno e comfort per l'utilizzatore (non disponibili per braccioli XL).



Schienale XL

Schienale più ampio, che estende di 80 mm la larghezza tra i braccioli. Adattabile e applicabile ai modelli Ocean Ergo di serie.



Braccioli XL (più larghi)

Consentono di incrementare la distanza tra i braccioli di 40 mm per lato.



Riduttore schienale

Per aumentare il grado di comfort. Utile anche per ridurre la larghezza e la profondità complessive della seduta per assicurare il posizionamento corretto degli utilizzatori con corporatura esile e minuta.



Schienale comfort

Un'alternativa allo schienale di serie, realizzato con materiale più morbido per risultare più confortevole.

Sicurezza



Barra di sicurezza

Per una maggior sicurezza e tranquillità dell'utilizzatore.



Blocco per braccioli

Consente di bloccare il bracciolo in posizione orizzontale o verticale.



Antiribaltamento anteriore e posteriore

Per una maggior sicurezza e stabilità anteriore e posteriore.



Arresto del basculamento

Questa funzione rappresenta un valido aiuto per gli utenti che sono frequentemente sollevati e riposizionati nella sedia. Le viti che bloccano il basculamento assicurano che il telaio mantenga la posizione orizzontale.

Posizionamento



Cinture di sicurezza

Cinture imbottite realizzate in materiale morbido con fibbia single pull buckle. Sono disponibili cinture pelviche o pettorali, per esigenze di sicurezza e posizionamento. Facili da montare. Lavabili in lavatrice.



Supporti laterali

Regolabili in altezza a tre diverse posizioni già predisposte sul tubo schienale. Le imbottiture laterali sono riposizionabili in modo da regolare la profondità, il grado di comfort e la distribuzione delle pressioni di carico.



Supporto poggiatesta ergonomico

Multiregolabile. per correggere il posizionamento o soddisfare le esigenze più complesse di sostegno del capo/ della nuca. Imbottitura esclusa.



Poggiatesta/ Poggianuca ergonomico

Assicura una gestione ottimale del posizionamento del capo. In figura: poggianuca.

WC/Igiene personale



Supporto polpaccio e amputato con pedana

Regolabile in altezza e inclinazione, con imbottitura sagomata per migliorare comfort e posizionamento. Comprende una pedana poggia piedi per quanti necessitano di sollevare l'arto/gli arti inferiore/i per esigenze mediche o per un maggiore comfort.



Supporto polpaccio e amputato.

Sono escluse le pedane



Paraspruzzi

Facile da agganciare, può essere utilizzato con il sedile di serie in plastica, con il sedile di serie morbido e con il sedile con foro piccolo.



Vaschetta WC

Facile da rimuovere e riposizionare grazie alle maniglie ergonomiche. E' dotata di gancio porta coperchio integrato, per quando quest'ultimo non è in uso.

Personalizza ciascuna delle nostre Sedie per Doccia **Ocean Ergo**

Tutte le sedie per doccia della famiglia Ocean Ergo possono essere personalizzate per rispondere al meglio alle diverse necessità degli utilizzatori. Sono sedie modulari ed estremamente versatili: con una semplice regolazione o l'aggiunta di un accessorio tra quelli disponibili, tutti di facile applicazione, otterrai la soluzione su misura per te.



Ocean Ergo

Versione base a spinta



Ocean Ergo XL

Versione base a spinta con portata maggiorata



Ocean 24'' Ergo

Versione base ad autospinta



Ocean 24'' Ergo XL

Versione base ad autospinta con portata maggiorata



Ocean VIP Ergo

Versione basculante Maggior controllo posturale e di seduta



Ocean Dual VIP Ergo

Versione basculante con schienale reclinabile Maggior controllo posturale e di seduta

Compatibilità

✓ Compatibile
 x Non compatibile
 + Incluso

La maggior parte degli accessori può essere utilizzata su tutti i modelli della serie Ocean Ergo

	Cod. Prodotto	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Sedile morbido standard	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tappo sedile morbido	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedile morbido con foro piccolo	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tappo sedile morbido con foro piccolo	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paraspruzzi	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedile morbido universale	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedile morbido ergonomico	AP60121311	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedile morbido con foro variabile	1544469	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barra di sicurezza 2.0	AP60123732	✓	✓	x	x	✓	✓
Barra di sicurezza 2.0 XL (solo con braccioli 2.0)	AP60123771	x	x	✓	✓	x	x
Barra di sicurezza XL (solo per sedie XL con vecchi braccioli)	1470078	x	x	✓	✓	x	x
Cintura pettorale	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cintura pelvica	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schienale XL	AP1604015	✓	✓	+	+	x	x
Schienale rigido	1575299	✓	✓	x	x	✓	✓
Riduttore morbido	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Copribraccioli (1 copribracciolo; solo per nuovi braccioli 2.0)	AP1643748	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Braccioli XL più larghi	1470086	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blocco per bracciolo XL	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blocco 2.0 (per braccioli standard 2.0)	AP1643760	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruote 24" (set)	16379	✓	+	✓	+	x	x
Supporto polpaccio e amputato DX	AP1643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto polpaccio e amputato SX	AP1643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto polpaccio con pedana poggiatesta DX	AP1643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto polpaccio con pedana poggiatesta SX	AP1643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto laterale	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto poggiatesta ergonomico	AP1531613	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poggiatesta ergonomico	1531465	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poggianuca ergonomico	1531608	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vaschetta WC	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto vaschetta WC	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antiribaltamento anteriore e posteriore mod. Ergo VIP	AP1603992	x	x	x	x	✓	✓
Antiribaltamento anteriore mod. Ocean Ergo	AP1601986	✓	✓	✓	✓	x	x
Schienale morbido comfort mod. VIP Ergo	AP1603606	x	x	x	x	✓	✓
Schienale morbido comfort mod. Ocean Ergo	AP1604136	✓	✓	x	x	x	x
Schienale morbido comfort mod. Ocean Ergo XL	AP1604016	x	x	✓	✓	x	x
Kit arresto basculamento	AP60129156	x	x	x	x	✓	✓

Tel: +39 0445 380059
 www.invacare.it
 e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc San s.r.l.
 Via dei Pini, 62
 36016 THIENE (VI)
 Italy

