

KERN MPB300K100P

Bilancia pesapersona professionale con funzione IMC



Sistema di misurazione

Caricamento eccentrico a 1/3 [Max]:	300 g
Divisione [d]:	100 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearit�:	200 g
Peso di calibrazione consigliato:	250 kg (M1)
Portata [Max]:	300 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilit�:	100 g
Risoluzione:	3000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Unit� di misura:	kg

Display

Altezza cifre di display (grande):	2,500 cm
------------------------------------	----------

Funzioni

Funzione BMI:	si
Funzione Data Hold:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 �C
Temperatura d'impiego massima:	35 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	EURO CH

Autonomia:	170 h
Batteria:	6x1.5 V AA
Tensione in entrata:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-129
Regolazione in loco:	961-249

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia pesapersona professionale

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	1175 x 410 x 330 mm
Peso lordo:	10 kg
Peso netto:	6,400 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Altezza stativo:	1 m
Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	210 x 110 x 45 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	315 x 300 x 55 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	315 x 450 x 1000 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Acciaio verniciato
Materiale della piatto di pesata:	Acciaio verniciato

Piktogramme

STANDARD



OPTION

