

KERN MTA 400K-1M



Robusta bilancia pesapersone per una sensazione di sicurezza - con certificato di approvazione e omologazione per impiego medicale, per uso professionale nella diagnostica medica



Dati tecnici di taratura

Carico minimo [Min]:	2 kg 4 kg
Classe di taratura:	III
Divisione omologata [e]:	100 g 200 g
Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU:	si
Periodic Verification for Italy:	969-112
Possibilit� di taratura in fabbrica:	si

Funzioni

Funzione BMI:	si
Funzione Data Hold:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %
Umidit� dell'aria minima:	5 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchg. battery optional - intern
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	UK EURO CH
Autonomia:	40 h
Autonomia:	20 h
Autonomia:	20 h
Batteria:	6x1.5 V AA
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-130
Omologazione:	965-130
Regolazione in loco:	961-250

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia pesapersone a corrimano

Sistema di misurazione

Caricamento eccentrico a 1/3 [Max]:	100 g 200 g
Divisione [d]:	100 g 200 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min 10 min
Linearit�:	100 g 200 g
Peso di calibrazione consigliato:	400 kg (M1)
Portata [Max]:	300 kg 400 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	-399,800 kg
Riproducibilit�:	100 g 200 g
Risoluzione:	3 2.000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Unit� di misura:	kg

Display

Altezza cifre di display (grande):	2,500 cm
Altezza cifre di display (piccolo):	5 mm

KERN MTA 400K-1M



Robusta bilancia pesapersone per una sensazione di sicurezza - con certificato di approvazione e omologazione per impiego medicale, per uso professionale nella diagnostica medica

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	900 x 876 x 1375 mm
Peso lordo:	65 kg
Peso netto:	40,020 kg
Spedizione:	48 h
Tipo della spedizione:	Impresa di trasporti

Forma

Altezza stativo:	94 cm
Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	200 x 55 x 128 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	780 x 680 x 68 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	780 x 680 x 1100 mm
Livella:	si
Materiale dell'alloggiamento:	Acciaio verniciato
Materiale della piatto di pesata:	Acciaio verniciato
Superficie di pesata (LxP):	600 x 600 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

