

KERN MPC300K-1LM



Bilancia pesapersona professionale con certificazione di approvazione ed autorizzazione per l'impiego medico per uso professionale nella diagnostica medica



Sistema di misurazione

Caricamento eccentrico a 1/3 [Max]:	100 g
Divisione [d]:	100 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearità:	100 g
Peso di calibrazione consigliato:	250 kg (M1)
Portata [Max]:	300 kg
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	299,900 kg
Riproducibilità:	100 g
Risoluzione:	3000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	3 s
Unità di misura:	kg

Display

Altezza cifre di display (grande):	2,500 cm
------------------------------------	----------

Dati tecnici di taratura

Carico minimo [Min]:	2 kg
Classe di taratura:	III
Divisione omologata [e]:	100 g
Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU:	si
Periodic Verification for Italy:	969-112
Possibilità di taratura in fabbrica:	si

Funzioni

Funzione BMI:	si
Funzione Data Hold:	si
Funzione PRE-TARE:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional - intern
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	EURO CH UK
Autonomia:	40 h
Autonomia:	20 h
Autonomia:	20 h
Batteria:	6x1.5 V AA
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-129
Omologazione:	965-129
Regolazione in loco:	961-249

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia pesapersona professionale

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	600 x 500 x 200 mm
Peso lordo:	11 kg
Peso netto:	10 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxX):	200 x 130 x 60 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxX):	400 x 500 x 120 mm

KERN MPC300K-1LM



Bilancia pesapersona professionale con certificazione di approvazione ed autorizzazione per l'impiego medicale per uso professionale nella diagnostica medica

Dimensioni totali (LxPxA):	450 x 500 x 120 mm
Livella:	si
Lunghezza cavo apparecchio indicatore:	1,800 m
Materiale dell'alloggiamento:	Acciaio verniciato
Materiale della piatto di pesata:	Plastica
Supporto a parete:	si

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

