


KERN MPE 200K-1PEM

KERN

Bilancia pesapersona di alta qualità con funzione BMI – con autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale



Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,1 kg
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Approvazione secondo 93/42/CEE (med.)	✓

Display	
Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre - cifra più piccola	2 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design	
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	200×55×128 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	365×360×80 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	365×570×1030 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	plastica
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	365×360 mm
Stativo altezza	940 mm

Funzioni	
Numero di tasti per il comando	7
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	5 min 30 min selezionabile 15 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min 5 min 30 min 15 min
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione per il calcolo dell'IMC	✓
Interfacce	RS-232 di serie

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia pesapersona professionale
Famiglia di prodotti	MPE-E

Sistema di misura	
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	250 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Risoluzione	2.500
Linearità	± 0,1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Range di tara	-249,9 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Peso minimo [Min]	2 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,1 kg

Omologazione	
Marchio CE	✓
Approvazione del modello per valutazione della conformità	✓

KERN MPE 200K-1PEM

KERN

Bilancia pesapersona di alta qualità con funzione BMI – con autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Batteria
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	40 h
Batteria	6×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria tensione	9 V
Batteria tempo di carica	20 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1010×290×445 mm
Peso netto	10,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	11 kg
Peso lordo ca.	15 kg
Peso di spedizione	26,1 kg

Servizi


Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-129
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

