

COMODINO PER LETTO RUBENS 1

SCHEDA TECNICA

Produttore: Elbur Vertriebs GmbH - Askanierweg 12° - D – 32429 Minden (Germania)

Distributore: Mediland Srl Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:
1391272/R

Codice: RUBENS 1

Codice: RUBENS 1 OT (senza vassoio)



Caratteristiche generali

Il comodino RUBENS 1 (altezza mm 850, larghezza mm 500, profondità mm 330) si fonde armoniosamente con il design dei letti ELBUR.

In aggiunta ad un cassetto superiore, che si allunga su entrambi i lati e ad un vano portaoggetti, questo tavolino da letto può essere chiuso tramite un'anta.

Il comodino ha come caratteristica principale un vassoio estraibile (misure: lunghezza 720mm, profondità 360mm)

Quando non viene usato, il vassoio può essere piegato a lato del comodino. Il tavolino è quindi facile da spostare e necessita di poco spazio.

RUBENS 1



RUBENS 1 senza vassoio

Conformità: marchio CE - Conforme alla direttiva 93/42 CEE 14 Giugno 1993 e D.L. 46 del 24 Febbraio 1997 e successive modifiche. Il prodotto rientra tra quelli della CLASSE I - NON INVASIVI.