

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

DEAMBULATORE ROLLATOR CON APPOGGI ANTI BRACHIALI

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie, 5 - 20020 Arese (MI)
CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142 - 12.06.09.124
REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1667878/R
CODICE CND: Y120609

CODICE PRODOTTO	854400
-----------------	---------------

DESCRIZIONE

Deambulatore con appoggi anti brachiali, per uso interno ed esterno, indicato per facilitare la deambulazione in soggetti con disabilità o difficoltà motorie.

CARATTERISTICHE

Dotato di quattro ruote in PU soft, due anteriori piroettanti, due posteriori fisse con sistema frenante. Munito di un comodo e ampio cestino in ferro porta oggetti, seggiolino per poter riposare e vassoio multi-uso.

Il deambulatore è provvisto di maniglie di spinta anatomiche in gomma con appoggi anti brachiali dotati di chiusura a velcro e leva per il freno. Sistema frenante integrato, di servizio e di stazionamento.



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

SPECIFICHE TECNICHE

STRUTTURA: Telaio in acciaio verniciato grigio.

DIMENSIONI

Larghezza totale cm 58,5

Lunghezza totale cm 68

Larghezza interna cm 43

Regolabile in altezza da cm 114 a cm 148

Dimensioni da chiuso cm 26

Larghezza sedile cm 38x15,5

Altezza seduta cm 61

Regolazione degli appoggi brachiali in altezza da 100 cm a 124cm

Peso kg 14,1

Portata massima kg 120

Portata massima cestino Kg 3

Ruote anteriori piroettanti da 8" 200x50 in PU soft

Ruote posteriori fisse da 8" 200x50 in PU soft

Cm 58,5	Cm 68	Cm 43	Da cm 114 a cm 148	Cm 26	Kg 14,1	Kg 120	8" (Mm 200x50)	8" (Mm 200x50)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 4del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

