

## DEAMBULATORE ASCELLARE KOMETA ME-016AB+F Con dispositivo frenante manuale a leva

**PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)**

**CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 – 12.06.09.109**

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  
Nr: 335415/R**

**CODICE Nr: 857143**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:**

Deambulatore con 4 ruote da 100mm, munito di appoggi antibrachiali regolabili in altezza, dispositivo frenante manuale a leva, con sistema blocco-sblocco, per sicurezza.

- Struttura in acciaio verniciato epossidico, pieghevole, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio seggiolino (optional), tavolino (optional).
- Regolabile in altezza da cm 115 a cm 142
- **Base regolabile in altezza ogni 2 cm (totale 6 cm)**
- Larghezza massima cm 56
- Larghezza interna cm 46
- profondità massima cm 78
- profondità interna cm 70
- Ingombro max chiuso cm 94H x 78P x 14 L
- Ruote cm 10 (4")
- Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza
- Portata massima Kg. 130
- Munito di appoggi antibrachiali con dispositivo frenante manuale a leva

### **Optional :**

- Sedile imbottito, rivestimento skay cm 51 x 21 x 5, altezza da terra da cm 61 a cm 67 (ref. 857144)  
**CODICE ISO 12.06.09.106**
- Tavolo imbottito con incavo, rivestimento skay, con appoggi antibrachiali, dimensione cm 60 x 40 x 5 profondità incavo cm 18 , regolabile in altezza da cm 107 a cm 133 (ref. 857145)  
**CODICE ISO 12.06.09.136**
- Appoggi antibrachiale, regolabili in altezza da cm 107 a cm 133 (ref. 857146)  
**CODICE ISO 12.06.09.124**

**UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz.1**

**CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997  
E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.**

