



Vita Quotidiana **DEAMBULAZIONE**

Deambulatori ascellari



KME-06 - Deambulatore ascellare

Struttura pieghevole in acciaio verniciato epossidico, con 4 ruote da 100 mm

Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza.

Sistema di chiusura del deambulatore con maniglia.

Caratteristiche

- Imbottiture ascellari regolabili in altezza da cm 115 a cm 142
- Larghezza totale cm 61
- Profondità totale cm 78
- Altezza sedile da terra cm 61
- Freno di stazionamento sulle ruote posteriori

- Ingombro chiuso cm 94H x 78P x 14L
- Portata massima kg 130
- Peso kg 12,3 ca.

Cod. **857140**

Rep. DM: 331214/R

CODICE ISO: 12.06.12.006



KME-07 - Deambulatore ascellare base regolabile

Struttura pieghevole in acciaio verniciato epossidico, con 4 ruote da 100 mm

Base regolabile in altezza ogni 2 cm (totale 6 cm).

Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza.

Sistema di chiusura del deambulatore con apposita "maniglia"

Caratteristiche

- Imbottiture ascellari regolabili in altezza da cm 115 a cm 142
- Larghezza totale cm 61
- Profondità totale cm 78
- Altezza sedile da terra da cm 61
- Freno di stazionamento sulle ruote posteriori
- Telaio alzabile di ulteriori 6 cm (ogni 2 cm)

- Sedile imbottito optional
- Ingombro chiuso cm 94H x 78P x 14L
- Portata massima kg 130
- Peso kg 12,3 ca.

Cod. **857141**

Rep. DM: 331239/R

CODICE ISO: 12.06.12.006



KME-016F - Deambulatore ascellare

Struttura pieghevole in acciaio verniciato epossidico, con 4 ruote da 100 mm

Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza.

Sistema di chiusura del deambulatore con maniglia.

Caratteristiche

- Regolabile in altezza da cm 115 a cm 142
- Larghezza totale cm 61
- Profondità totale cm 78
- Altezza sedile da terra cm 61
- Dispositivo frenante manuale a leva
- Ingombro chiuso cm 94H x 78P x 14L

- Sedile imbottito optional
- Larghezza interna cm 46
- Portata massima kg 130
- Peso kg 13,3 ca.

Cod. **857142**

Codice ISO: 12.06.12.006

Rep. DM: 335414/R

Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

Optional

- Sedile imbottito, rivestimento sky cm 51 x 21 x 5
- Appoggi antibrachiale, regolabili in altezza da cm 107 a cm 133