

DEAMBULATORE ROLLATOR "KOMETA"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 12.06.06.003 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 22108/R










CODICE Nr: 854914

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore tipo Rollator con seggiola, modello ADULTI.
2 ruote anteriori fisse da 127mm e due puntali posteriori con gommino antiscivolo. Maniglie con impugnatura anatomica e regolabili i altezza.

In acciaio laccato nero epossidico
Pieghevole con sedile ribaltabile
Regolabile in altezza da cm 83 a cm 95
Larghezza totale cm 51
Lunghezza (profondità) totale cm 63,5
Ruote da mm 127 (5")
Portata massima kg 120
Peso kg 5,8
Sedile:
Larghezza cm 39
Profondità cm 20
Altezza da terra cm 52,5



								
cm 51	cm 63,5	cm 44	Da cm 83 a cm 95	cm 77 x cm 15,6 x cm 59	Kg 5,8	Kg 120	5" (mm 127)	N/A

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

