



NOVITÀ  
**CARROZZINE**

**MEDILAND SRL**  
Viale delle Industrie 5, Arese (MI)  
[www.mediland.it](http://www.mediland.it) - [ordini@mediland.it](mailto:ordini@mediland.it)



## STANDARD PIEGHEVOLE A DOPPIA CROCIERA CON RUOTE AD ESTRAZIONE RAPIDA

- Minimo ingombro
- Ruote ad estrazione rapida per un veloce smontaggio
- Compatta e stabile
- Disponibile in 6 sedute

La **carrozzina M305** è la combinazione perfetta tra comfort e qualità. La struttura è a doppia crociera per garantire maggior stabilità e sicurezza. I braccioli sono ribaltabili e regolabili in altezza. Le pedane estraibili e regolabili in altezza, per consentire un maggior comfort. In dotazione sono previste le ruotine ascensore, come optional sono disponibili le pedane elevabili in altezza.

### Disponibili i seguenti optional:

- Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili

### Codice LEA 12.22.03.003

Cod.700220 (38cm) Nr: 2425798  
 Cod.700221 (41cm) Nr: 2425802  
 Cod.700222 (43cm) Nr: 2425805

Cod.700223 (46cm) Nr: 2425811  
 Cod.700224 (48cm) Nr: 2425812  
 Cod.700225 (51cm) Nr: 2425813

Codice	Larghezza totale (cm)	Larghezza piegata (cm)	Larghezza seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza schiena (cm)	Peso (Kg)	Peso massimo utente (Kg)
700220	55,2	26,5	38	25,4-34	49,5	91	103	41	42	18,1	130
700221	57,8	26,5	41	25,4-34	49,5	91	103	41	42	18,4	130
700222	60,2	26,5	43	25,4-34	49,5	91	103	41	42	18,6	130
700223	62,8	26,5	46	25,4-34	49,5	91	103	41	42	18,9	130
700224	65,2	26,5	48	25,4-34	49,5	91	103	41	42	19,1	130
700225	67,8	26,5	51	25,4-34	49,5	91	103	41	42	19,3	130

M305