



mediland
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA



NOVITÀ
CARROZZINE

MEDILAND SRL
Viale delle Industrie 5, Arese (MI)
www.mediland.it - ordini@mediland.it

M202

M212

CARROZZINE A DOPPIA CROCIERA PIEGHEVOLE E DALLE MOLTEPLICI FUNZIONALITA'

- Di facile manovrabilità e per un uso quotidiano
- Disponibile in 5 sedute
- Telaio a doppia crociera
- Ruote anteriori 200x50 PU antiforatura
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli desk estraibili

La **carrozzina standard M202** e la versione **da transito M212** sono robuste carrozzine pieghevoli in acciaio che offrono il massimo comfort sia per l'utente sia per chi lo assiste. A doppia crociera, standard e facili da piegare in pochi secondi. Grazie alle fiancate con braccioli estraibili, queste carrozzine risultano facili per essere riposte.

Disponibili i seguenti optional:

- Braccioli imbottiti regolabili in altezza, estraibili
- Prolunga schienale
- Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili
- Tavolo con incavo avvolgente

M202 - CODICE LEA: 12.22.03.003

Cod. 700290 (41 cm) Nr. 2412124
 Cod. 700291 (43 cm) Nr. 2412125
 Cod. 700292 (46 cm) Nr. 2412126
 Cod. 700293 (48 cm) Nr. 2412128
 Cod. 700294 (51 cm) Nr. 2412129

M212 - CODICE LEA: 12.22.18.003

Cod. 700295 (41 cm) Nr. 2412131
 Cod. 700296 (43 cm) Nr. 2412132
 Cod. 700297 (46 cm) Nr. 2412133
 Cod. 700298 (48 cm) Nr. 2412134
 Cod. 700299 (51 cm) Nr. 2412135

	Codice	Larghezza totale (cm)	Larghezza piegata (cm)	Larghezza seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Profondità seduta (cm)	Altezza schiena (cm)	Peso (Kg)	Peso massimo utente (Kg)
M202	700290	57,8	28,5	41	23	49,5	89,5	107	45,5	42	18,4	130
	700291	60,2	28,5	43	23	49,5	89,5	107	45,5	42	18,6	130
	700292	62,8	28,5	46	23	49,5	89,5	107	45,5	42	18,9	130
	700293	65,2	28,5	48	23	49,5	89,5	107	45,5	42	19,1	130
	700294	67,8	28,5	51	23	49,5	89,5	107	45,5	42	19,3	130
M212	700295	54,7	26,5	41	23	50	91	92	40	45	15,3	120
	700296	57,2	26,5	43	23	50	91	92	40	45	15,6	120
	700297	59,6	26,5	46	23	50	91	92	40	45	15,9	120
	700298	62,2	26,5	48	23	50	91	92	40	45	16,2	120
	700299	64,7	26,5	51	23	50	91	92	40	45	16,6	120