

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy
mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



ROLLATOR STYLUS

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: *Rehasense Sp. Z o.o Ul.*
Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow
Trybunalski. Polska

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl, Viale delle
Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Rollator Stylus BX

CODICE ISO: 12.06.09.003

CND: Y122109

CODICE PRODOTTO E REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)
RRTBXCHL10 Nr: 2527600/R - RRTBXFRL10 Nr: 2527601/R - RRTBXCHM10 Nr: 2527602/R



RRTBXCHL10	ROLLATOR STYLUS BX, CHAMPAGNE ALU, LARGE, ALTEZZA SEDILE 60 CM
RRTBXFRL10	ROLLATOR STYLUS BX, ROSSO ALU, LARGE, ALTEZZA SEDILE 60 CM
RRTBXCHM10	ROLLATOR STYLUS BX, CHAMPAGNE ALU, MEDIUM, ALTEZZA SEDILE 55 CM

DESCRIZIONE

Il rollator leggero in alluminio.
Disponibile in due misure : large e medium

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Struttura leggera in alluminio, con capacità di carico fino a 150 kg
- 6,5 kg, compresa la cinghia dorsale e il supporto per le stampelle
- "Smart Turn": il supporto per le stampelle ruota quando è ripiegato
- Staffa per fissare il rollator in modalità di ripiegamento
- Impugnature ergonomiche
- Freni efficienti e facili da usare

Uff. reg. Imp. di Milano R.E.A. MI - 1973393 Cap. Soc. € 387.400,00

P.IVA e C.F. 02292840127



L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.

mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



- Diametro di sterzata ridotto di 85 cm
- La borsa per la spesa può trasportare fino a 5 kg
- Riflettori su borsa, telaio e maniglie
- Con paraspigoli e pedale a gradini
- Dotato di ruote in TPE

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	6.5 kg	fino a 150 kg	60 cm	44 cm	21 cm	60 cm	45 cm	Large da 150-200 cm
Medium	6.3 kg		53 cm					Medium da 135 a 170 cm

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.



Rev_01_2024

