

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy
mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



ROLLATOR SERVER

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: *Rehasense Sp. Z o.o Ul.*
Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow
Trybunalski. Polska

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl, Viale delle
Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Rollator Server



CODICE ISO: 12.06.09.003

CND: Y122109

CODICE PRODOTTO E REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)

SRCHL600 – Nr: 2524090/R	ROLLATOR SERVER, CHAMPAGNE, LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 CM,
SRWRL600 – Nr: 2524093/R	ROLLATOR SERVER, ROSSO VINO, LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 CM,
SRBOL600 – Nr: 2524095/R	ROLLATOR SERVER, MARRONE , LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 CM,
SRSGL600 – Nr: 2524097/R	ROLLATOR SERVER, GRIGIO , LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 CM,
SRBKL600 – Nr: 25240978/R	ROLLATOR SERVER, NERO, LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 CM,
SRWHL600 – Nr: 2524100/R	ROLLATOR SERVER, BIANCO , LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 CM,
SRCHM550 – Nr: 2524102/R	ROLLATOR SERVER, CHAMPAGNE , MEDIUM, ALTEZZA SEDILE 55 CM,
SRWRM550 – Nr: 2524104/R	ROLLATOR SERVER, ROSSO VINO , MEDIUM, ALTEZZA SEDILE 55 CM,
SRSGM550 – Nr: 2524105/R	ROLLATOR SERVER, GRIGIO , MEDIUM, ALTEZZA SEDILE 55 CM,
SRCHS500 – Nr: 2524107/R	ROLLATOR SERVER, CHAMPAGNE , SMALL, ALTEZZA SEDILE 50 CM

L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.



mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



DESCRIZIONE

Il rollator leggero in alluminio più venduto. SERVER è il classico rollator leggero in alluminio. Il telaio elegante e senza tempo dal design unico. Grazie al profilo inconfondibile, il rollator può essere facilmente mantenuto pulito e sottoposto a manutenzione. Le impugnature ergonomiche del manico e la chiusura di sicurezza brevettata "Click & Safe" consentono di sollevare, trasportare e trasportare il rollator in tutta sicurezza, mentre il sistema di sicurezza garantisce che non si apra una volta piegato.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Ampia borsa per trasportare fino a 5 kg
- Maniglia facile da usare e facilmente regolabile in altezza
- Maniglia di trasporto unica nel suo genere: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator
- Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, telaio e maniglie
- Ampia scelta di accessori come cinghie per lo schienale, borse, vassoi, freno azionabile con una sola mano, freno di rallentamento, ombrello per rollator

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	7 kg	fino a 150 kg	62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	63-102 cm
Medium	6.8 kg		55 cm					
Small	6.7 kg		50 cm					

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.



Rev_01_2024

Uff. reg. Imp. di Milano

R.E.A. MI - 1973393

Cap. Soc. € 387.400,00

P.IVA e C.F. 02292840127

