

Il deambulatore stabilizzante Mobilex **Bison** è adatto al riapprendimento e/o all'allenamento della deambulazione attiva e può essere d'aiuto in caso di alterazione dell'equilibrio. Ha un telaio in alluminio. Gli appoggia-gomiti imbottiti sono regolabili in altezza e larghezza. Le manopole sono regolabili in angolazione. Regolare l'altezza dei poggia-gomiti è estremamente facile in quanto l'operazione è assistita da un pistone a gas. Tutte le regolazioni del deambulatore si effettuano senza uso di attrezzi.

<b>Deambulatore stabilizzante Mobilex Bison</b>	<b>Codice 313300</b>
<i>Larghezza telaio alle ruote posteriori</i>	66,0 cm
<i>Larghezza regolabile degli appoggiabraccia</i>	66,0 - 80,0 cm
<i>Distanza tra le manopole</i>	34,0 cm
<i>Altezza regolabile</i>	102,2 - 143,0 cm
<i>Lunghezza totale</i>	86,0 cm
<i>Peso totale</i>	18,3 kg
<i>Portata massima</i>	150 kg



Il deambulatore stabilizzante Bison



Bretella di supporto montata (accessorio)

## Accessori



Bretella di supporto



Set cavi mono-freno



Supporto per sacche infusione o drenaggio



Supporto per bottiglie ossigeno