

Il deambulatore stabilizzante Mobilex **Dynawalk** è adatto al riapprendimento e/o all'allenamento della deambulazione attiva e può essere d'aiuto in caso di alterazione dell'equilibrio. Ha un telaio in alluminio ed è dotato di una imbragatura asportabile e lavabile adatta a sostenere l'utente in caso di cedimenti. Gli appoggia-gomiti imbottiti sono regolabili in altezza e reclinabili. Le manopole sono regolabili in angolazione. La larghezza del deambulatore è facilmente adattabile a mezzo di una crociera. Tutte le regolazioni si effettuano facilmente e senza attrezzi.

Deambulatore stabilizzante DynaWalk	Codice 313001 HMI nr. 79696	Codice 313002 HMI Nr. 79697
Portata	135 kg	135 kg
Peso	12,5 kg	12,5 kg
Lunghezza	82 cm	82 cm
Larghezza (regolabile)	67,5 - 75 cm	67,5 - 75 cm
Altezza poggia-gomiti (regolabile)	100 - 123 cm	100 - 123 cm
Altezza max. manopole	136 cm	136 cm
Freni anteriori	2 stazionabili a pedale	2 stazionabili a pedale
Freni posteriori	2 stazionabili a pedale con frizione	2 con leva freno sul manubrio, stazionabili

Foto: RD1a



Deambulatore stabilizzante DynaWalk

Foto: RD1b



Freno stazionabile
completo di frizione

Foto: RD1c



Freno posteriore
azionato a mano

Foto: RD1d



Leva freno sul manubrio del modello 313002