


Rampe a piegamento singolo modello SF (monorampe)

Rampa a piegamento singolo (monorampa) costruita in alluminio e ricoperta di uno speciale materiale antiscivolo. Le rampe possono essere ripiegate longitudinalmente e dispongono di una maniglia per assicurare un facile trasporto. Questo tipo di rampa permette di salire sulla rampa anche alla persona accompagnatrice garantendo dunque un uso più sicuro della rampa. Il modello SF-040 è dotato di serie di una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente agganciata alla carrozzina.



Rampa SF-040 con borsa



Rampa SF-090 aperta

Rampe SF	SF-040	SF-090	SF-120	SF-150
Lunghezza	40 cm	90 cm	120 cm	150 cm
Larghezza	71 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Larghezza interna	71 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Altezza bordino	--	6 cm	6 cm	6 cm
Pendenza altezza superabile	12° / 10 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
Peso	4 kg	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
Portata massima	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Ingombro (L x P x A)	40 x 37 x 5 cm	90 x 40 x 10 cm	120 x 40 x 10 cm	150 x 40 x 10 cm

Rampe a piegamento singolo modello SC (monorampe)

Rampa economia a piegamento singolo (monorampa) costruita in alluminio con superficie antiscivolo zigrinata. Le rampe possono essere ripiegate longitudinalmente e dispongono di una maniglia per assicurare un facile trasporto. Questo tipo di rampa permette di salire sulla rampa anche alla persona accompagnatrice garantendo dunque un uso più sicuro della rampa. Il modello SC-045 è dotato di serie di una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente agganciata alla carrozzina.



Rampa SC aperta



Rampa SC chiusa

Rampe SC	SC-045	SC-060	SC-090	SC-120	SC-150	SC-180
Lunghezza	46 cm	62 cm	92 cm	122 cm	152 cm	182 cm
Larghezza	77 cm					
Larghezza interna	76 cm					
Altezza bordino	3,5 cm					
Pendenza altezza superabile	12° / 10 cm	12° / 12 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm	12° / 36 cm
Peso	4,50 kg	6,50 kg	9,00 kg	12,00 kg	15,00 kg	18,00 kg
Portata massima	300 kg					
Ingombro (L x P x A)	45x40x8	62x40x8	92x40x8	122x40x8	152x40x8	182x40x8