

I rollator antibracchiali Mobilex **Tiger** e **Tiger Outdoor** si basano rispettivamente sugli eleganti rollator Leopard (Tiger) e Lion (Tiger Outdoor) e hanno quindi anche le loro caratteristiche e funzioni. Inoltre, i morbidi e confortevoli supporti antibracchiali sono regolabili in profondità, angolo e altezza. A parte che sul modello 312201 i braccioli possono essere ruotati verso l'interno in 2 passi di 22,5 gradi ciascuno. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Ha ruote grandi e scorrevoli, con freni facili da usare e bloccabili. In posizione aperta il rollator è protetto contro lo sbloccaggio involontario. Di serie, il rollator ha un bloccaggio per il trasporto e una borsa spesa rimovibile. È inoltre disponibile un'ampia gamma di accessori. Il rollator Tiger Standard è omologato solo per uso in interni su pavimenti piani e per un peso utente fino a **150 kg**, mentre il modello Tiger Outdoor è omologato anche per un uso esterno per utenti con un peso fino a **200 kg**.


<b>Mobilex Rollator Tiger</b> * con appoggi antibracchiali rotabili	<b>Standard</b> cod. 312201 (grigio) cod. 312211 (rosso) cod. 312202 (marrone) *	<b>Outdoor</b> cod. 312205 (grigio) * cod. 312206 (marrone) *
Altezza dei poggiamiti (regolabile)	90 cm - 115 cm	87 - 110 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 200 cm	140 - 185 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm
Larghezza aperto / chiuso	62 cm / 22,5 cm	71 cm / 31 cm
Largh. seduta / Largh. interna tra i manubri	46 cm / 36 cm	56 cm / 46 cm
Lunghezza (profondità')	66 cm	77 cm
Peso (+ borsa 380 g)	9,5 kg	12 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensione ruote	200 x 35 mm	285/235 x 44 mm



Rollator antibracchiale Tiger



Rollator antibracchiale Tiger Outdoor



Appoggio antibracchiale rotabile \*

### Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS)




Seduta rigida imbottita



Vassoio



Frizione (set per 2 ruote)



Borsa a retino aperta (A)  
Borsa a retino con cerniera (B)



Set cavi mono-freno



Portabastone (set completo)