

Il rollator Mobilex **Buffalo HD** ha un telaio in alluminio rinforzato ed è facilmente chiudibile per il trasporto. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Il telaio rinforzato consente di sopportare pesi fino a 200 kg. Il rollator è dotato di grandi ruote scorrevoli e dispone di freni stazionabili. Il disegno ottimale e robusto del telaio è garante per il maggior comfort d'uso. Il rollator è dotato di serie di una sicura per il trasporto, di una borsa per la spesa asportabile, un cinturone poggiaschiena e di portabastone. Inoltre è disponibile una vasta gamma di accessori. Il rollator Mobilex Buffalo è testato ed approvato per supportare pesi fino a **200 kg**.

Rollator Mobilex Buffalo HD	Standard cod. 312305	Small cod. 312307
<i>Altezza dei manubri (regolabile)</i>	74 - 102 cm	66 - 86 cm
<i>Consigliato per utenti con un'altezza di</i>	150 - 200 cm	125 - 170 cm
<i>Altezza seduta</i>	62 cm	55 cm
<i>Larghezza aperto / chiuso</i>	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
<i>Larghezza interna tra i manubri</i>	56 cm	56 cm
<i>Lunghezza (profondità)</i>	66 cm	66 cm
<i>Peso (+ borsa 380 g)</i>	7,8 kg	7,5 kg
<i>Portata max. (rollator / borsa)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Freni</i>	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
<i>Dimensione ruote</i>	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm	



Rollator Buffalo HD



Il rollator chiuso



Freni facili da azionare



Borsa asportabile

Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS)


Seduta rigida imbottita




Vassoio



Ombrello ripiegato



Frizione (set di due ruote)



Ruota morbida SOFT