

Il rollator Mobilex **Gepard** ha un telaio in fibra di carbonio con ulteriori parti in alluminio. È facilmente chiudibile per il trasporto ed è estremamente stabile e facile da manovrare. Il rollator è dotato di grandi ruote scorrevoli da 8" e dispone di freni stazionabili. Il disegno ottimale e robusto del telaio è garante per un maggior comfort d'uso. Il rollator è dotato di serie di una sicura per il trasporto, una borsa per la spesa asportabile e un poggia-schiena. Inoltre è disponibile una vasta gamma di accessori. Il rollator è collaudato e omologato per un peso utente fino a **150 kg** (il modello HD fino a **200 kg**).



Il rollator Gepard ha un telaio in fibra di carbonio ed è fornibile in 3 colori (nero, giallo e lilla/nero)

Rollator Gepard	Standard 312401 (nero) 312403 (giallo) 312404 (lilla/nero)	Con ruote SOFT 312406 (nero) 312407 (giallo) 312408 (lilla/nero)	Small 312402 (nero)	HD * 312405 (nero)
Altezza dei manubri (regolabile)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	150 - 200 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm	55 cm	62 cm
Larghezza aperto / chiuso	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Larghezza interna tra i manubri	46 cm	46 cm	46 cm	56 cm
Lunghezza (profondità)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Peso (+ borsa 380 g)	5,4 kg	5,5 kg	5,1 kg	5,7 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio			
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm			