



Il rollator per interni Mobilex **Jaguar** ha un telaio in alluminio e può essere facilmente piegato. Nel complesso, la struttura è molto leggera, ma offre un'elevata stabilità unita a un'estrema scorrevolezza.

Il rollator Jaguar è equipaggiato di serie di una borsa e di un vassoio rimovibile. Le ruote grandi e scorrevoli sono dotate di 2 freni stazionabili che sono azionati per mezzo di una barra che corre lungo tutta la larghezza del rollator.

Il rollator è approvato solo per uso in interni ed è testato e approvato per un peso utente fino a 100 kg.



Il nuovo modello **Jaguar SUPREME** (foto a sinistra) ha un design particolarmente pregiato con parti in effetto legno e nuovi cerchi color argento. Anche il vassoio del rollator è nel nuovo look legno.

Negli altri colori arancione, azzurro, champagne e lilla il rollator è disponibile a magazzino come di consueto.

Foto: RJ1a



Mobilex Rollator Jaguar in arancione

Foto: RJ1b



Mobilex Rollator Jaguar in azzurro

Foto: RJ1c



Mobilex Rollator Jaguar in champagne

Foto: RJ1g



Mobilex Rollator Jaguar in lilla

Rollator Mobilex Jaguar	Arancio cod. 312410	Azzurro cod. 312411	Champagne cod. 312411	Lilla cod. 312413	SUPREME cod. 312415
Altezza manubrio (regolabile)	83,5 - 94,5 cm				83,5 - 94,5 cm
Dimensioni da chiuso (A x L x P)	83,5 x 54,5 x 27 cm				83,5 x 54,5 x 27 cm
Larghezza	54,5 cm				56,5 cm
Lunghezza (profondità) aperto / chiuso	66 cm / 27 cm				66 cm / 27 cm
Peso	6,3 kg				6,2 kg
Portata max. (rollator / borsa)	100 kg / 5 kg				100 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio				
Dimensioni ruote	Anteriore e posteriore: 7" (175 x 27 mm)				