

Rollator leggero **Kudu** con quattro ruote da 200 mm. **Telaio in alluminio** color nero o argento. Il sistema di piegamento a crociera, come una carrozzina, riduce al minimo lo spazio occupato dal rollator ripiegato. Di disegno moderno e piacevole è equipaggiato di serie di un cinturone poggia-schiena e di una pratica borsa rimovibile in tela, dotata di un pratico manico per poter essere usata anche come borsa della spesa. Il rollator è facile da ripiegare ed è adatto a un uso in interni ed esterni. Le grandi ruote da 200 mm assicurano un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è regolabile in altezza in modo da offrire all'utente una camminata sicura e confortevole. È dotato di freni stazionabili sulle ruote posteriori per bloccare il rollator e offrire la maggior sicurezza possibile anche quando l'utente decide sedersi per un momento di riposo. Il rollator "Kudu" è fornito di serie di un comodo portabastone, di una campanella e di un vassoio portaoggetti. Il rollator Kudu è testato e approvato per supportare un peso utente fino a **150 kg**.

Rollator Mobilex Kudu	Standard cod. 312075	Medium cod. 312076	Small cod. 312077
<i>Altezza dei manubri (regolabile)</i>	80 - 98,5 cm	79 - 88 cm	69 - 80 cm
<i>Dimensioni seduta (A x L x P)</i>	65 x 42 x 20,5 cm	57 x 42 x 20,5 cm	50 x 42 x 20,5 cm
<i>Dimensioni da chiuso (A x L x P)</i>	82 x 29 x 67 cm	79 x 27 x 68 cm	67 x 27 x 72 cm
<i>Larghezza</i>	61 cm	61 cm	61 cm
<i>Larghezza interna tra i manubri</i>	45,5 cm	45,5 cm	45,5 cm
<i>Lunghezza (profondità)</i>	67 cm	68 cm	70 cm
<i>Peso</i>	8,0 kg	7,9 kg	7,7 kg
<i>Portata max. (rollator / borsa)</i>	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
<i>Freni</i>	2 stazionabili con funzione di parcheggio		
<i>Dimensione ruote</i>	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm		



RK1a. Rollator Mobilex Kudu



RK1b. Il rollator chiuso

Accessori di serie



RK1c. Campanella



RK1d. Vassoio



RK1e. Porta-bastone



RK1f. Pedale sbilanciamento