

Il rollator Mobilex **Leopard** ha un telaio in alluminio che può essere facilmente ripiegato per lo stoccaggio e il trasporto. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Ha ruote grandi e scorrevoli e freni facili da usare e stazionabili. Durante l'uso è protetto contro una chiusura indesiderata. La costruzione ottimale e rigida del telaio e delle maniglie garantisce un uso sicuro e confortevole. Il deambulatore Leopard è fornito di serie di un blocco chiusura per il trasporto, una borsa della spesa rimovibile, un cinturone poggia-schiena e un supporto per il bastone. È disponibile una vasta gamma di accessori. Il rollator è stato testato e approvato per un peso dell'utente fino a **150 kg**.



Il rollator Leopard è disponibile in 5 colori: antracite, blu, platino, rosso e verde

Rollator Leopard	Standard 312301 (rosso) 312304 (grigio) 312309 (blu) 312300 (verde) 312303 (platino)	Standard con ruote morbide 312308 (rosso) 312306 (grigio) 312314 (blu) 312313 (verde)	Small 312302 (grigio) 312319 (rosso)	Small con ruote morbide 312318 (grigio)
Altezza dei manubri (regolabile)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	66 - 86 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	135 - 170 cm
Altezza seduta	62 cm	62 cm	55 cm	55 cm
Larghezza aperto / chiuso	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Larghezza interna tra i manubri	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Lunghezza (profondità)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Peso (+ borsa 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg	7,3 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio			
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm			