

Il rollator Mobilex **Lion** è un rollator sviluppato per strade non asfaltate o pavimentate, che con le sue grandi ruote non si arresta davanti a ostacoli che rappresenterebbero un problema per altri rollator. Le grandi ruote morbide assicurano una guida confortevole anche su terreni sconnessi e sentieri non livellati con ghiaia o terra. Il rollator può essere facilmente piegato trasversalmente per un ingombro ridotto ed è quindi molto facile da trasportare in macchina o da stivare in casa. Viene fornito di serie con un comodo sedile in tessuto resistente agli strappi, una borsa per la spesa rimovibile, un porta bastone e un cinturone poggia-schiena. Il rollator è disponibile in due colori (marrone o grigio antracite) ed è testato e approvato per un peso utente di **200 kg**.

Rollator Mobilex Lion	Standard cod. 312372 (grigio antracite) cod. 312374 (marrone)	Small cod. 312371 (grigio antracite) cod. 312373 (marrone)
<i>Altezza dei manubri (regolabile)</i>	90-112 cm	77-90 cm
<i>Consigliato per utenti con un'altezza di</i>	170 - 220 cm	165 - 175 cm
<i>Altezza seduta</i>	62 cm	53 cm
<i>Larghezza aperto / chiuso</i>	68 / 26 cm	68 / 26 cm
<i>Larghezza interna tra i manubri</i>	56 cm	56 cm
<i>Lunghezza (profondità)</i>	76 cm	76 cm
<i>Peso (+ borsa 380 g)</i>	9,3 kg	9,0 kg
<i>Portata max. (rollator / borsa)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Freni</i>	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
<i>Dimensione ruote (ruote morbide)</i>	Anteriore 285 x 44 mm - posteriore 235 x 44 mm	



Rollator Mobilex Lion



Il rollator chiuso

Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS a pagina 174 del catalogo)


Seduta rigida imbottita



Vassoio



Set cavi per mono-freno