

Rollator leggero **Panther** con quattro grandi ruote. Telaio in alluminio color blu. Il sistema di piegamento a crociera, come una carrozzina, riduce al minimo lo spazio occupato dal rollator ripiegato. Di disegno moderno e piacevole è equipaggiato di serie di un cinturone poggia-schiena, di una pratica borsa rimovibile in tela, dotata di un pratico manico per poter essere usata anche come borsa della spesa e di un pratico porta-bastone.

Il rollator è facile da ripiegare ed è adatto a un uso in interni ed esterni. Le grandi ruote assicurano un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è regolabile in altezza in modo da offrire all'utente una camminata sicura e confortevole. È dotato di freni stazionabili sulle ruote posteriori per bloccare il rollator e offrire la maggior sicurezza possibile anche quando l'utente decide sedersi per un momento di riposo. Il rollator Panther è testato e approvato per supportare un peso utente fino a **150 kg**.

Foto: RP1a



Rollator Mobilex Panther	Standard 318001	Small 318002
Altezza dei manubri (regolabile)	78 - 101 cm	71 - 93 cm
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 195 cm	140 - 187 cm
Altezza seduta	62 cm	55 cm
Larghezza aperto / chiuso	62 / 22 cm	62 / 22 cm
Larghezza interna tra i manubri	43 cm	43 cm
Lunghezza (profondità)	75,5 cm	75,5 cm
Peso (+ borsa 380 g)	6,73 kg	6,25 kg
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm	Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm