

## Elevazione elettrica - Schienale a gas - Tubolare in acciaio verniciato

### Serie MI382

Piano da 68 cm

### Serie MI383

Piano da 68 cm  
Con ruote

### Serie MI392

Piano da 90 cm

### Serie MI393

Piano da 90 cm  
Con ruote



Inclinazione schienale  
con molla a gas


Versione con ruote  
MI383 e MI393



Effettuati da  
Laboratorio  
di Prova Italiano

Classe 1 IM di resistenza al fuoco

#### Dimensioni delle sezioni




Piano letto con elevazione  
elettrica



Inclinazione schienale  
a gas

#### Dimensioni delle sezioni



#### Caratteristiche tecniche

SERIE LYTUS				
Codici prodotto	MI382BLU MI383BLU	MI382B MI383B	MI382N MI383N	MI382V MI383V
Colori	Blu	Bianco	Nero	Verde
RIFERIMENTI				
RDM	-	-	-	-
SPECIFICHE TECNICHE				
Imbottitura poliuretano	Densità 30 - H: 5 cm			
Rivestimento	Similpelle lavabile ignifugo			
Inclinazione schienale	0°-60°			
DIMENSIONE E PESO				
L:	P:	H:	Kg	Icona persona
202 cm	68 cm (MI382) 72 cm (MI383)	52÷92 cm	60 kg	200 kg

#### Caratteristiche tecniche

SERIE LYTUS				
Codici prodotto	MI392BLU MI393BLU	MI392B MI393B	MI392N MI393N	MI392V MI393V
Colori	Blu	Bianco	Nero	Verde
RIFERIMENTI				
RDM	-	-	-	-
SPECIFICHE TECNICHE				
Imbottitura poliuretano	Densità 30 - H: 5 cm			
Rivestimento	Similpelle lavabile ignifugo			
Inclinazione schienale	0°-60°			
DIMENSIONE E PESO				
L:	P:	H:	Kg	Icona persona
202 cm	90 cm	52÷92 cm	75 kg	200 kg

#### Accessori optional



Lato piedi

Cod. MIA392  
Portarotolo 60 cm  
(MI38x)  
Cod. MIA393  
Portarotolo 60 cm  
(MI39x)  
Cod. MIA394  
Portarotolo 80 cm  
(MI39x)



Lato poggiatesta


Cod. MIA395  
Portarotolo 60 cm  
(MI39x)  
Cod. MIA396  
Portarotolo 60 cm  
(MI38x)  
Cod. MIA397  
Portarotolo 80 cm  
(MI39x)




Cod. MR332  
Pedaliera elettrica  
elevazione letto



Cod. MIA250  
Doppio comando  
bilaterale per  
azionamento  
inclin. schienale



Cod. MIA300  
Barra perimetrale  
per regolazione  
altezza - PAIO



Cod. MIA310  
Sponde ribaltabili  
per contenimento  
paziente - PAIO



Variazione colore  
rivestimento  
**Vedi pagina  
optional**