

Letti degenza larghezza 90 cm

Due manovelle - Tre snodi

Cod. **MP091R**

Con ruote

ibisco_{2r}




Funzioni letto



Cod. **MP095**

Regolabile
in altezza







ibisco_{2e}



Dimensioni singole
parti del letto

Struttura in tubolare di acciaio 4x2 cm, verniciato a polveri, rete in acciaio elettrosaldato, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

Caratteristiche tecniche

SERIE IBISCO				
Codici prodotto		MP091R	MP095	
RIFERIMENTI				
DM332/99		-	18.12.07.006	
DPCM 12.01.2017		18.12.07.006	18.12.07.003	
RDM		1661748	2166787	
DIMENSIONE E PESO				
	Letto	Rete	Letto	Rete
 L:	204 cm	198 cm	204 cm	198 cm
 P:	90 cm	89 cm	90 cm	89 cm
 H:	93 cm (alla testiera)	46 cm (piano rete da terra)	93 cm (alla testiera)	Regolabile in 4 posizioni Max 52 cm - Min. 32 cm (piano rete da terra)
	135 Kg	-	135 Kg	-
	37 Kg	-	39 Kg	-
	L: 203 x P: 94 x H: 9 cm	-	L: 208 x P: 94 x H: 9 cm	-