

MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (AR) Italy

Tel. + 39 055 96 21 11
Fax. + 39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Part. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370
Reg. Imp. Arezzo 00306090515

R.E.A. Arezzo 68869
Cap. Soc. € 1.500.000,00
C/C Postale 13682521

PO400 NINFEA SENZA roller

Tessuto Franciacorta in 3 colori Blu – corallo – panna/sabbia

Disponibile versione XL – solo per misura seduta non per portata

PO401 NINFEA CON roller

Tessuto Franciacorta in 6 colori Blu – corallo – panna/sabbia – Terracotta – Grigio -Tortora



- Linee classiche ed eleganti
- Alette laterali avvolgenti
- **Schienale anatomico** che segue le curve fisiologiche della colonna vertebrale con doppia densità - 3 cm di imbottitura nella zona lombare e nella zona poggiatesta.
- **Braccioli** accoglienti e funzionali con un'impugnatura studiata per soddisfare le esigenze degli utilizzatori più bisognosi. Agevola la presa della parte anteriore ma con un'ampia superficie di appoggio centrale per un maggior comfort.
- **Seduta da terra 48cm**
- **Roller system** (solo modello PO401) - 4 ruote di diametro 50mm di cui le due posteriori con freno, azionabile tramite leva.
- **No ruotine frontali ma piedini in PVC**
- **Completa di kit copri-poltrona** composto da copri schienale-seduta e copribraccioli

FUNZIONI :

1. TOTAL RELAX –posizione di massima estensione per schienale e poggiatesta
2. POSIZIONE TV – posizione perfetta per una comoda visione della TV
3. POSIZIONE LIFT – METTI IN PIEDI - aiuta la messa in piedi per chi presenta difficoltà motorie

Tessuto

Francia Corta

