




Chloe

Design compatto ed essenziale, lo schienale a baionetta estraibile, riduce gli ingombri durante il trasporto.

*Essenziale e
funzionale:
la poltrona che
unisce stile
e praticità*



Posizione TV



Grazie all'apertura della pediera, questa posizione offre una comoda visione della tv.

Relax



Grazie alla pediera a regolazione multipla e allo schienale multiposizione, offre un'esperienza relax personalizzata.

Posizione lift
Metti in piedi



La funzione di sollevamento LIFT consente di alzare la seduta, offrendo un supporto aggiuntivo all'utilizzatore in caso di difficoltà motorie.

Vertical lift



La poltrona si solleva verticalmente di circa 7 cm, rendendo più agevole sia la salita che la discesa dalla poltrona.




*Schienale estraibile
per ridurre gli ingombri*



*Disponibile
Kit Copripoltrona
come Accessorio
Optional*



L'imbottitura in fiocco siliconato anallergico, con densità differenziata nella zona lombare e nel poggiatesta garantisce un comfort eccezionale.





Cod. P0403-xx

Chloe *senza roller*



130 Kg

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca.



TV



Relax




Metti in piedi



Vertical lift

Dimensioni in cm



Cod. P0405-xx

Dafne *con roller*



130 Kg

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Copripoltrona e copribraccioli compresi;
- Cuscino in in poliuretano sagomato rivestito con falda di ovatta di circa 6 cm;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca.



TV




Relax



Metti in piedi

Dimensioni in cm



Cod. P0410-xx

Agave *con roller*



130 Kg

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 35 Kg/m³);
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca.



TV




Relax




Metti in piedi

Dimensioni in cm



Di serie*



2 piedi
2 ruote

Optional



Copripoltrona
(cod. POA403-xx)

Tessuto
Incanto

Colori



Cod. PO403G
Grigio Perla (19)



Cod. PO403R
Rosa Antico (648)

Di serie*



Copripoltrona



Roller System



4 piedi

Optional



Batteria
(cod. POA305)

Tessuto
Incanto

Colori



Cod. PO405G
Grigio (19)



Cod. PO405T
Tortora (622)



Cod. PO405S
Sabbia (20)



Cod. PO405R
Rosa antico (648)

Di serie



Piedi



Roller System

Optional



Copripoltrona
(cod. POA407-XX)



Batteria
(cod. POA305)

Tessuto
Lux

Colori



Cod. PO410R
Rosso (14)



Cod. PO410S
Sabbia (3)



Cod. PO410B
Blu (28)

* Per le parti di ricambio rivolgersi al nostro ufficio Commerciale Italia