



I-TENS TERAPIX

E' il nuovo elettrostimolatore portatile per il benessere quotidiano, adatto soprattutto per il trattamento dei dolori più comuni. La memoria contiene 12 programmi TENS (Stimolazione Elettrica Nervosa Transcutanea) per il trattamento dei dolori e applicazioni di elettrostimolazione. I-Tens Terapix è dotato di 2 canali indipendenti per collegare fino a 4 elettrodi e stimolare 2 zone del corpo contemporaneamente; è possibile, inoltre, utilizzarlo in due persone nello stesso tempo, regolando l'intensità in base alle proprie sensazioni. I-Tens Terapix è utilizzabile da tutte le persone che desiderano effettuare trattamenti specifici per il dolore direttamente a casa propria o in viaggio. La facilità d'uso, infatti, ne permette l'applicazione in qualsiasi momento per sfruttarne i benefici effetti ed ottenere risultati sorprendenti. Le applicazioni di I-Tens Terapix sono numerose e spaziano dalla terapia analgica di dolori articolari e muscolari, cervicali e lombalgie, tendiniti, ecc. Con I-Tens Terapix, inoltre, è possibile effettuare sedute decontratturanti ed ottenere il rilassamento del corpo.



APPLICAZIONI

- | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| - Cervicalgia | - Pubalgia | - Riscaldamento | - Linfodrenaggio |
| - Gonalgia | - Strappo | - Defaticamento | - Cellulite |
| - Periartrite | - Distorsione ginocchio | - Recupero attivo | |
| - Dorsalgia | - Stiramento | - Recupero funzionale | |
| - Lombalgia | - Distorsione caviglia | - Rilassamento | |
| - Epicondilite | - Metatarsalgia | - Massaggio | |
| - Tunnel carpale | - Fascite plantare | - Tonificazione | |
| - Contusione | - Dolori cronici | - Resistenza aerobica | |
| - Contrattura | - Dolori acuti | - Drenaggio | |
| - Tendinite | - Dolori acuti | - Lifting | |

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batteria

Forme d'onda: tens

Numero canali d'uscita: 2 indipendenti

Numero programmi: 12

Intensità di corrente (mA): 0-40

Frequenza (Hz): 1-120 (a seconda del programma)

Durata impulso (µs): 100-250 (a seconda del programma)

DOTAZIONE DI BASE

- Valigia
- 4 elettrodi pregelati 50x50 mm
- 2 cavi uscita
- manuale d'uso
- manuale applicazioni elettrodi