



NEW POCKET PHYSIO IONOTENS

La Linea Pocket Physio comprende un nuovo elettrostimolatore per le applicazioni più specifiche di elettroterapia antalgica e antinfiammatoria: il modello IONOTENS. Il software dell'apparecchio contiene 33 programmi preimpostati con i protocolli più utilizzati più 4 programmi liberi per l'impostazione di parametri personalizzati; il funzionamento a doppia alimentazione permette le applicazioni a domicilio (con batteria ricaricabile) e in sala terapia (con presa di corrente). Per la sua semplicità d'uso è possibile un utilizzo personale per ogni paziente.

Eroga correnti tens antalgiche, correnti ionoforetiche, antinfiammatorie, jontoforetiche per alleviare l'iperidrosi a mani e piedi.



PROGRAMMI/APPLICAZIONI

- Dolori acuti e cronici
- Distorsione
- Gonalgia
- Cervicalgia
- Lombalgia
- Epicondilite
- Tendinite
- Tunnel carpale
- Stiramenti
- Strappo
- Contratture
- Contusione
- Ionoforesi per dolori
- Ionoforesi per infiammazioni acute
- Ionoforesi per infiammazioni croniche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generatore di corrente costante:si 1

Alimentazione:batteria ricaricabile, alimentatore esterno

Forme d'onda:tens, ionoforesi

Numero canali d'uscita:2 indipendenti

Numero programmi:34 preimpostati + 4 liberi

Intensità di corrente (mA):0-120

Frequenza (Hz):1-160

Emissione:continua/modulata

Durata impulso (μ s):50-1s

DOTAZIONE DI BASE

- Valigia
- 1 set elettrodi pregellati (4 50x50 mm 2 50x90 mm)
- 4 elettrodi in silicone conduttivo (2 50x50 mm 2 60x80 mm)
- 4 buste spugna (2 50x50 mm 2 60x80 mm)
- 2 fasce elastiche fissaggio
- batteria ricaricabile
- alimentatore esterno
- cavo uscita
- 2 sdoppiatori
- manuale d'uso con foto applicazioni