



NEW POCKET PHYSIO URO

La Linea Pocket Physio comprende un nuovo elettrostimolatore per le applicazioni più specifiche di elettroterapia uroginecologica: il modello URO. Per il recupero funzionale pelvico, lo strumento è dotato di un' apposita sonda ad uso personale. Il software dell'apparecchio contiene 20 programmi preimpostati con i protocolli più utilizzati più 4 programmi liberi per l'impostazione di parametri personalizzati; il funzionamento a doppia alimentazione permette le applicazioni a domicilio (con batteria ricaricabile) e in sala terapia (con presa di corrente). Per la sua semplicità d'uso è possibile un utilizzo personale per ogni paziente.



PROGRAMMI/APPLICAZIONI

- Stimolazione propriocettiva
- Stimolazione specifica
- Azione inibente sugli antagonisti
- Azione di rinforzo per il pavimento pelvico
- Stimolazione mista
- Azione inibente per instabilità detrusoriale
- Azione rilassante/decontratturante
- Dolore acuto
- Dolore cronico
- Dolori addominali
- Dolori mestruali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generatore di corrente costante: si 1
Alimentazione: batteria ricaricabile, alimentatore esterno
Forme d'onda: tens, rettangolare bifase
Numero canali d'uscita: 2 indipendenti
Numero programmi: 20 preimpostati + 4 liberi
Intensità di corrente (mA): 0-120
Frequenza (Hz): 1-160
Emissione: continua/modulata
Durata impulso (μ s): 50-500

DOTAZIONE DI BASE

- Valigia
- Sonda anale oppure vaginale
- 1 set elettrodi pregellati (4 50x50 mm 2 50x90 mm)
- batteria ricaricabile
- alimentatore esterno
- cavo uscita
- manuale d'uso con foto applicazioni