



Colori / Colours



OVIDIO 1S

Lettino ambulatorio 1 snodo 2 sezioni

Lettino da visita e per trattamenti regolabile manualmente ad una sezione mobile. Telaio in tubo acciaio verniciato. Imbottitura in similpelle di elevata qualità ed ignifugo /

Examination couch 1 joint 2 sections

Couch for examinations and treatments, manually adjustable with one mobile section. Coated steel tubular frame. High quality and fireproof faux-leather padding

Dati Tecnici / Technical Specifications

Altezza - Height	750 mm
Lunghezza - Length	1850 mm
Larghezza - Length	620 mm
Peso - Weight	15 kg
Carico massimo consentito Maximum load allowed	135 kg
Massa a pieno carico - Loaded mass	165 kg
Imballo - Packing	165x610x1940 mm