

CND Y122106
RDM 1152848
ISO

Prokid 12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera

seduta di serie L 28-31-34 prof 30-35 cm
fianchetti para-abiti sport
ruote posteriori pneus skin sport 500 mm
dischi copriraggi trasparenti
ruote anteriori 125 mm su forcelle regolabili
schienale fisso H 30-35 totale 70-75 cm
maniglie di spinta regolabili in altezza 70-90 cm
completa di aggiuntivi regolazione assetto
perni estrazione e regolazione ruote posteriori
seduta H ant 44-49-47-46 post 41-43-39-36 cm
ruote autospinta regolabili altezza e passo
TENS schienale tensionabile con strap velcro
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli
ingombro lunghezza 90 cm
portata 125 kg



Prokid VS 12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera seduta variabile

versione come Prokid con variazioni :
seduta varabile regolabile L 30-32,5-35 profondità 30-35 cm



Prokid RC 12.21.06.060 carrozzina pediatrica pieghevole superleggera reclinabile

versione come Prokid con variazioni :
12.24.06.163 schienale reclinabile H 45 totale 85 cm angolo max 45°
ruotine antiribaltamento



a scelta

coppia ruote alluminio 550 mm anzichè 500
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 1IM nero
VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero

VTT
VTI

		profondità seduta	altezza schienale	distanza pedane	ingombro	peso			
	standard								
							RC		
L28	12.24.06.121	seduta 28	30,0	30	45,0	17-37	42	9,8	11,0
L31	12.24.06.121	seduta 31	30,0	30	45,0	17-37	46	10	12,0
L34	12.24.06.121	seduta 34	35,0	35	45,0	17-37	50	10,2	13,0
		VS							
LV30-32-35		seduta variabile 30-32-35	30-35	35		17-37	50	11	-

assetto regolabile

seduta altezza H1 ant H2 post	D2	H2	D1	H1
D2 diametro ruote posteriori	500	36,0 39,5 41 43,5	125	44,5 46,0 47,5 49,0
D1 diametro ruote anteriori	550	38,5 42,0 43,5 46,0	100	42,0 43,5 46 47,5
			150	45,5 47,0 48,5 50,0

profondità seduta S **S** 30,0 35,0

passo ruote B **B** 37,5 37,5

B 39,5 39,5

aggiuntivi principali

310K	12.24.03.109	poggiamambe elevabile estraibile girevole
346F	-	braccioli flip-up ribaltabili aggiuntivi su para abiti
452	-	coperture PU piene antiforo anzichè pneus
485	-	ruote anteriori misure diverse da standard
338P	-	ruotina antiribaltamento girevole e piantone Dx o Sx
339	-	pedalino saltagrado e piantone Dx o Sx
385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
395	12.24.06.118	braccioli regolabili in altezza
367	12.24.06.109	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
357	12.24.06.145	divaricatore imbottito regolabile applicato al telaio

monoguida

359NL 12.24.03.112 monoguida ruota alluminio Dx o SX per serie NL-Prolife-Prokid

a scelta

VCOL colore di serie rosso-blu a richiesta nero-verde-grigio-giallo

serie completa vestiti kit prodotto

