

CND Y122103
RDM 324606
ISO

**101
EMER**

12.21.06.045 carrozzina pieghevole da transito portantina

seduta di serie 37-40-43-46 prof 42,5 cm
braccioli ribaltabili tubolari flip up H 21 cm
barre trasporto posteriori a scomparsa
barre trasporto anteriori retrattili
ruote posteriori piene 200 mm sotto il sedile
ruote anteriori piroettanti 150 mm
struttura in acciaio leggera a doppia crociera
schienale fisso H 37 totale 88 cm
pedane divise regolabili ribaltabili girevoli
seduta H ant 50 post 47 cm
VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro lunghezza 90 cm
portata 125 kg

12.24.03.118
19.24.03.194



		standard	ingombro	peso
L37	12.24.06.121	seduta 37	37	11,6
L40	-	seduta 40	40	11,8
L43	-	seduta 43	43	12
L46	-		5	12,2



12 KG



colore telaio mix grigio - rosso



aggiuntivi

276 18.09.39.163 cintura pelvica di posizionamento a sgancio rapido



276/3 18.09.39.145 cintura pelvica e bretellaggio posizionamento a sgancio rapido



**EMERGENCY
RESCUE**



369TR - tasca porta documenti su schienale
SCRD - targa schienale scritta e logo digitale personalizzata