



CND Y122103
RDM 469628
ISO

RX35

- carrozzina rigida amagnetica da transito
sedile imbottito larghezza 46 prof 45 cm H 54 cm
schienale imbottito H 45 tot 95 cm
ruote amagnetiche piroettanti 100 mm post con freno
telaio in lega leggera amagnetica
viteria e fissaggi in lega amagnetica
pedane divise ribaltabili
braccioli ribaltabili tubolari H 25 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM nero
ingombro larghezza 52 lunghezza 85 cm
peso 11 Kg
portata 125 kg

**RX35A**

- carrozzina rigida amagnetica autospinta
versione come RX35 con variazione :
ruote posteriori 600 mm in plastica imperforabili
freni a leva



aggiuntivi

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa su schienale stampa digitale
81MCX	-	morsetto amagnetico per asta portaflebo
81AX	-	asta portaflebo amagnetica diritta a due ganci
325X	-	gancio amagnetico sacca di drenaggio
303SX	-	cestello amagnetico bombola diam 110 mm
390	-	cinghia pelvica imbottita in PVC
391	-	bretellaggio pettorale imbottito in PVC
275	-	cintura pelvica di sicurezza a scatto

