

MAXI

carrozzina pieghevole versione MAXI

caratteristiche comuni :

seduta di serie MAXI L 55-60-65-70-80 prof 42,5-45-47,5 cm

12.24.03.118 struttura in acciaio a doppia crociera rinforzata

barra di irrigidimento rimovibile su schienale

12.24.06.172 braccioli maggiorati desk ribaltabili H 21 cm

pedane regolabili in altezza estraibili girevoli

pedalini saltagradi

seduta H ant 51 post 48 cm

VTP tappezzeria rinforzata PL+PV ignifugo classe 1IM nero

ingombro lunghezza 107 cm

portata 250 kg



CND Y122106

RDM 47529

ISO

103NP

MAXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole autospinta versione bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

schienale fisso H 37 totale 88 cm

CND Y122106

RDM 52165

ISO

105NP

MAXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole reclinabile autospinta bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori in metallo rinforzate piene 600 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

schienale reclinabile servoassistito con barra irrigidimento

12.24.06.163

schienale prolungato H 55 totale 107 cm

12.24.06.157

standard

103 105 MAXI 103 105

ingombro

peso

		standard	103	105	MAXI	103	105
L55	12.24.06.124	seduta 55	71	76		19	20
L60	12.24.06.125	seduta 60	76	81		19,5	20,5
L65	12.24.06.126	seduta 65	81	86		20	21
L70	12.24.06.127	seduta 70	86	91		20,5	21,5
L80	12.24.06.128	seduta 80	91	96		21,5	22,5

CND Y122103

RDM 54067

ISO

101

MAXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole da transito bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori piene 300 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

schienale fisso H 37 totale 88 cm

CND Y122103

RDM 54129

ISO

106

MAXI

12.21.06.039 carrozzina pieghevole reclinabile da transito bariatrica

caratteristiche specifiche su versione MAXI:

ruote posteriori piene 300 mm con freni

ruote anteriori piroettanti 200 mm forcelle rinforzate

schienale reclinabile servoassistito con barra irrigidimento

12.24.06.163

schienale prolungato H 55 totale 107 cm

12.24.06.157

standard

101 106 MAXI 101 106

ingombro

peso

		standard	101	106	MAXI	101	106
L55	12.24.06.124	seduta 55	68	68		17	18
L60	12.24.06.125	seduta 60	72	72		17,5	18,5
L65	12.24.06.126	seduta 65	77	77		19	20
L70	12.24.06.127	seduta 70	82	82		19,5	20,5
L80	12.24.06.128	seduta 80	92	92		21,5	22,5

aggiuntivi

310 12.24.03.109 poggiambracci elevabile estraibile girevole

aggiuntivi

serie completa vedi personal kit prodotto

